

# ökoDENT LED-Lichthärtelampe

+ + + + geräuschlos, leicht, formschön, handlich – einfach praktisch + + + +

A2.46 | Rev. 01/2021 | D

Bestell-Nummer:

**SSP - CLH**

**Programm-Start:**  
mit Count-Down in der Anzeige und  
akustischem Signal nach je 5 Sek.

**Anzeige:**  
Modus- oder Timerwahl  
+ Count-Down bei Programmstart

**Modus-Wahl:**  
01 : volle Leistung  
02 : ansteigende Intensität  
03 : gepulstes Licht

**Timer-Wahl:**  
3 und 5 - 40s in 5s-Stufen



Die kabellose LED-Lichthärtelampe von **ökoDENT** besticht durch ihre hochwertige Verarbeitung und das formschöne, blau eloxierte Aluminiumgehäuse.

Ihr Gewicht von nur **178g** ermöglicht ein ermüdungsfreies Arbeiten, auch bei längeren Behandlungsabläufen.

Der Anwender kann zwischen den bewährten drei Härtingsmodi (volle Leistung, ansteigend, pulsierend), sowie individuellen Härtezeiten von 3 und 5 - 40s (in 5s-Stufen) wählen. Dabei wird der Ablauf der 5s-Intervalle durch ein akustisches Signal markiert.

Ein kraftvoller Lithium-Ionen-Akku (austauschbar!) gewährleistet eine lange Einsatzdauer ohne „Memory-Effekt“, sowie ein geräuschloses Arbeiten.

## Technische Daten der LED-Lichtquelle:

- Hochleistungs-LED, 5W, blau
- Lichtwellenlängenbereich: 420 bis 480 nm
- Lichtintensität: 850 bis 1000 mW/cm<sup>2</sup>
- hohe Akku-Kapazität, geringer Standby-Verbrauch
- konstante Lichtintensität

## Lieferumfang:

- LED-Lichthärtelampe bestehend aus steckbarem Lichtleiter, Steuerteil mit Anzeige & Bedientasten und schraubbarem Akkufach.
- Der steckbare Lichtleiter ist im Autoklaven sterilisierbar, andere Teile bitte ausschließlich mit reinem Wasser oder neutraler Desinfektion reinigen!
- Lithium-Ionen-Akku 3,7V/2200mAh, austauschbar
- orange Lichthaube als Sichtschutz, aufsteckbar
- Stand-Ladegerät mit Stecker-Netzteil 5V/1A